

ใบเสนอราคา

Service Quotation No : TSSE SQ2568-0046 Date : _____

Reference to : เรียน คณะบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Serial No : รุ่น SX3000 หมายเลขเครื่อง 301575 คลินิกรวม 2 ชั้น 12 ยูนิต 08

[Customer]

Code : 02UN-001

Name : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Address : 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Province : BANGKOK METROPOLIS Tel : 02-218-8901-5 Fax : 0 2255 3058, 0 2218 8609

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	W-TSS-FN11-0001 UNIVERSAL VACUUM EJECTOR VALVE ON/OFF ASM (SX3000) หัวดูดใหญ่มีวาล์วปรับแรงดูด	1 ชิ้น	1,200.00	1,200.00
2	W-TSS-FN07-0007 SALIVA EJECTOR VALVE ON/OFF หัวดูดเล็กมีวาล์วปรับแรงดูด	1 ชิ้น	900.00	900.00
3	W-ASU-1102-0904-0005 MAIN CHAIR-DOUBLE ARMREST V2 ASM	1 ชิ้น	5,500.00	5,500.00
Total Amount	เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน		ราคาก่อนภาษี	7,102.80
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	497.20
			ราคารวมภาษี	7,600.00

หมายเหตุ : กำหนดยื่นราคา 90 วัน นับจากวันเสนอราคา / กำหนดส่งมอบงานจ้าง ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งจ้าง

: รับประกันงานซ่อมอาการเดิม และอะไหล่ 3 เดือน / อะไหล่ที่ซื้อไปซ่อมเองไม่รับประกัน / ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าวัสดุการ

: ลูกค้านักลงซ่อมกรุณาลงชื่อด้านล่างตรงช่องลูกค้าอนุมัติ แล้วส่งกลับบริษัท Email : pas@siamdent.com หรือ idLine:@services-siamdent


: โทร. 038-573-042 ต่อ 110 , 104 , 117



Prepared by / ผู้จัดทำ	Checked by / ผู้ตรวจสอบ	Approved by / ผู้อนุมัติ	Customer Approved / ลูกค้าอนุมัติ
(คุณบุษบา สุธรรมมา)		(คุณวิริยา ถาวรภรณ์)	
Date	Date	Date	Date

SIAMDENT. บริษัท สยามเดนต์ จำกัด
Siamdent Co., Ltd.

71/10 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทร. 038-573042 แฟกซ์ 038-573043
71/10 Mu 5, Thakham, Bangpakong, Chachuengsao 24130 Tel : 66 38 573042 Fax : 66 38 573043

ลำดับ	รหัสอะไหล่	ชื่ออะไหล่	คุณลักษณะ	รูปภาพ
1	W-TSS-FN11-0001	VACUUM EJECTOR VALVE ON/OFF ASM (SX3000)	1. ส่วนปลายของตัวเป็นยางซิลิโคน สามารถถอดทำการ ใส่เลือดด้วยได้น้ำ 2. กลางตัวตัวมีก้านโยกเพื่อปรับแรงดูด 3. ด้านทำจากวัสดุพลาสติกทรงกลมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9 มิลลิเมตร ในส่วนที่เป็นพลาสติก	

SIAMDENT. บริษัท สยามเดนต์ จำกัด
Siamdent Co., Ltd.

71/10 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทร. 038-573042 แฟกซ์ 038-573043
71/10 Mu 5, Thakham, Bangpakong, Chachuengsao 24130 Tel : 66 38 573042 Fax : 66 38 573043

ลำดับ	รหัสอะไหล่	ชื่ออะไหล่	คุณลักษณะ	รูปภาพ
1	W-TSS-FN07-0007	SALIVA EJECTOR VALVE ON/OFF ASM (หัวดูดใหญ่ แบบมีก้านเปิด ปิด)	1. ส่วนปลายของด้ามเป็นยางซิลิโคน สามารถถอดทำการ ฆ่าเชื้อด้วยไดออกไซด์น้ำ 2. กลางตัวด้ามมีก้านโยกเพื่อปรับแรงดูด 3. ด้ามทำจากวัสดุพลาสติกทรงกลมสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 มิลลิเมตร ในส่วนที่เป็นพลาสติก	

SIAMDENT. บริษัท สยามเดนต์ จำกัด

Siamdent Co., Ltd.

71/10 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทร. 038-573042 แฟกซ์ 038-573043
71/10 Mu 5, Thakham, Bangpakong, Chachuengsao 24130 Tel : 66 38 573042 Fax : 66 38 573043

ลำดับ	รหัสอะไหล่	ชื่ออะไหล่	คุณลักษณะ	รูปภาพ
1	W-ASU-1102-0904-0005	MAIN CHAIR-DOUBLE ARMREST V2 ASM	1. ชิ้นส่วน armrest สามารถนำไปติดตั้งกับชุดที่นั่งทันตกรรมรุ่น sx3000 ได้ 2. ชิ้นส่วนต้องผ่านการพ่นสีเงินงานเป็นสีขาวสีกเดียวกับชุดทำฟัน และเพื่อป้องกันสนิม	

SIAMDENT.**Siamdent Co., Ltd.**

Factory : 71/10 Mu 5, Thakham, Bangpakong, Chachuengsao 24130

T:+66 (0) 3857 3042 Ext.104, 105, 110 M.+66 (08) 1377 3473 F:+66 (0) 3857 3043 ID Line: @services-siamdent E-mail: pas@siamdent.com



เล่มที่ 1452

Services Report

วันที่ 09/01/68 เลขที่ 72579

รหัส UN-001 ชื่อลูกค้า คลินิกทันตกรรม รพ.วิชัย
 Code No. Customer
 ที่อยู่ 34 อิมจิตรรังษี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 Address 10360
 ชื่อผู้ติดต่อ อ.ณวัช
 Contact Person
 โทร. 089-1491441 แฟกซ์ -
 Tel. 089-1491441 Unit 08 Fax.

Product Information:-
 () Dental Chair 3x3000 Serial no. 301576
 () X-Ray Serial no.
 () Others Serial no.
 Details of Service:-
 () Service Service requisition No.
 () Visit
 () Under Warranty Follow up
 () Out Of Warranty Follow up
 () Others

1) X-Ray:-

☐ X-Ray Beam ☐ Rotate ☐ Focus ☐ Automatic Time ☐ KV/MA ☐ SW on/off

2) Dental Chair:-

☒ Operating Light ☒ Handpiece ☒ Vacuum ☒ Junction Box ☒ Chair ☒ Foot Switch

3) Other:-

☐ Cleaning of water and air system after installation and service ☐ Cleaning for un infected
1. () เครื่องใช้งานได้ตามปกติ ไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน โดยได้ทำการแก้ไข ดังนี้ เปลี่ยนวาล์ว 2 ชิ้น 12 Unit 08

ลำดับที่	รายละเอียด / การบริการ	วิธีการแก้ไข
1.	- Suction gun	- เปลี่ยนวาล์ว Hi Power Solenoid 2 ชิ้น
2.	- ตัวกรองน้ำในลิ้นชักล้างมือ	- เปลี่ยนวาล์ว Solenoid 2 ชิ้น

2. () เครื่องใช้งานได้ตามปกติ โดยได้ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายละเอียด / การบริการ	อะไหล่		จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
		รหัส	ชื่อ	จำนวน	ราคา @	จำนวนเงิน

() เครื่องไม่สามารถใช้งานได้

() เครื่องสามารถใช้งานได้

ค่าบริการ / Service Charge

-

3. () ต้องติดตามเปลี่ยนอะไหล่ เปลี่ยนวาล์ว

ราคาทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

-

ลำดับที่	รายละเอียด / การบริการ	อะไหล่		จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
		รหัส	ชื่อ	จำนวน	ราคา @	จำนวนเงิน
1.	- ฮีตเตอร์ Hi Power	H-ASU-FH1-001	Universal Vacuum Ejector	1		
2.	- วาล์ว SALEVA	H-TES-FH1-001	SALA EJECTOR VALVE	1		
3.	- หัวฉีดน้ำไม่แรง (ARMREST ASM)	H-ASU-FH1-001	DOUBLE ARMREST ASM	1		
		- 0001				

() ต้องจัดทำใบเสนอราคา Quotation No.

() Invoice No.

() ใบจ่ายงานใหม่ No.

สำรวจความพึงพอใจลูกค้า				
ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนน (4.พอใจมาก 3.พอใจ 2.พอใช้ 1.ไม่พอใจ)				
1. การให้บริการตรงตามนัดหมาย	4	3	2	1
2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง	4	3	2	1
3. มีการให้คำแนะนำการใช้และวิธีบำรุงรักษา	4	3	2	1
4. ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์	4	3	2	1
5. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน	4	3	2	1
6. ระบบในการประกันเป็นอย่างไร (ระยะเวลาหรือการรับประกัน)	4	3	2	1

* ลูกค้าได้ตรวจสอบสินค้าดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

* ผู้ให้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ทำการซ่อมแซมเครื่องดังกล่าว และในกรณีที่มีปัญหา ติดต่อขอ

ผู้ให้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ทำการซ่อมแซมเครื่องดังกล่าว และในกรณีที่มีปัญหา ติดต่อขอ

F-TS5-008 / 14-10-22 / K

สำหรับลูกค้า

วันที่

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น - บาท

ลงชื่อ..... ผู้รับบริการ / อนุมัติ

ตัวบรรจง

วันที่